



# بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معلومات عن الشركة	٨-١
الرسالة والقيم	٨-٣
الشهادات	١٠-٩
منتجات الشفاء والمنتجات المصنعة	٣٤-١١
منتجات الشفاء :	٢٤-١١
رامي : الحقن التي تضرب تحت الجلد لمرة واحدة	١٦-١١
رامي: إبر الحقن تحت الجلد	١٧
رامي: حقن الأنسولين المزودة بإبر ثابتة	٢٢-١٨
رامي: الحقن ذاتية الإغلاق	٢٤-٢٣
المنتجات المصنعة :	٣٢-٢٥
الشفاء : الإبر القلمية	٢٧-٢٥
الشفاء : إبر السلامة	٢٩
الشفاء : حقن السلامة لجمع عينات الدم	٣٠
الشفاء : حقن التغذية عن طريق الفم	٣٢-٣١
الشفاء : إبر التعبئة وإبر التعبئة المزودة بمرشحات ٥ ميكرون	٣٤-٣٣
تواصل مع الشفاء	٣٦

شركة الشفاء للحقن الطبيه هي شركة رائدة في المملكة العربية السعودية في مجال صناعة الحقن الطبيه و التي تعمل على تطوير الخدمات الصحية للمرضى في كل مكان .

تكرس شركة الشفاء للحقن الطبية نفسها من أجل بناء مستقبل صحي و مساعده الناس على الحياة في عالم أكثر صحة  
في الشفاء نسعى جاهدين للحفاظ على أعلى المعايير في التصميم والتصنيع ومراقبة الجودة وإرضاء العملاء .

- نعمل على ريادة التناسق و تجاوز توقعات عملائنا في الحصول على الجودة العاليه لمنتجاتنا.
- متفوقون في مواعيد التسليم للمنتجات والخدمات لتتناسب مع طلبات العملاء .
- العمل الدائم على التطوير في عمليه الإنتاج لآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا .

تعد شركة الشفاء لصناعة الحقن الطبية أكبر منتج للحقن في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وذلك منذ عام ١٩٨٠م. إن هذه الخلفية هي التي تحدد مراحل عملنا في تطوير منتجات ذات جودة عالية من منتجات الحقن وذلك لتدعيم سوق الرعاية الصحية.

## حول شركة الشفاء لصناعه الحقن الطبية

## الرسالة والقيم

نحن ملتزمون التميز في تقديم الرعاية الصحية من خلال :

- تطوير الكفاءات الأساسية .
- تصميم وتطوير منتجات مبتكرة وجديدة .
- ضمان التناسق في الجودة .
- تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا والأمان في التصنيع من أجل صحة المواطن وراحته.

## مهمتنا بناء غداً أكثر صحة

الوعد الذي قطعناه لعملائنا والمجتمع. بإننا سوف نعمل على حماية سلامة العاملين في الرعاية الصحية. و المرضى والبيئة من خلال توفير الأجهزة الطبية المبتكرة عالية الجودة.

## قيمنا الأساسية:

### رعايه آمنه و نظافه واضحه:

نحن نؤمن أن جميع العلاجات الطبيه تهدف الى تحسين الحياه

### الجودة والامان :

نحن ملتزمون بأعلى المعايير للمنتجات لنعمل على تخفيف الآلام و المعاناه و الوفاة التي تكون نتيجةه لممارسات طبيه غير آمنه ، نحن ندفع برضا كبير العالم للوصول إلى المقاييس الطبية المناسبة في التعقيم من خلا توفير غرف تجميع معقمة بأحدث و سائل التعقيم العاليه.

### الحفاظ على الابتكارات :

الجودة والسلامة هي القواعد الأساسية لكل شيء ، فضلاً عن ذلك ، فالابتكار هو واحدة من تلك العناصر الأساسية التي تبقى الدافعة لنا إلى الأمام ، نحن نسعى دائماً لتحسين و تطوير المنتجات التي تناسب إحتياج المواطن و صحته و سلامته .





## سياسة الجودة

سوف نقوم وبإستمرار بتوفير منتجات متميزة لقطاع الصحة وذلك لمساعدة كافة الناس للعيش حياة صحية. وسيتحقق ذلك من خلال التركيز على خدمة العملاء والتحسن المستمر والحفاظ على نظام الجودة الفاعلة التي تتوافق مع المتطلبات التنظيمية.

## الخبرات و الموارد

إن شركة الشفاء لصناعة الحقن الطبية المحدودة تقوم بتوظيف أعلى الكفاءات الذين يقومون بتكريس كافة وقتهم لخدمة وتحقيق رؤية الشركة. إن لدينا عدد من الموظفين الإداريين والفنيين لم يتم توظيفهم من أجل تحقيق قيمة ولكن أيضاً لعكس التنوع الثقافي بالشركة. إننا نقوم بخلق بيئة عمل أكثر بهجة لموظفينا.

## ◀ الشهادات التي نالتها شركة الشفاء وهي:

علامة الجودة حيث يتم منح هذه الجائزة بواسطة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس شهادة الأيزو 13485 للمعدات الطبية ،  
الجهة المانحة - اس جي اس ، يو كيه ايه اس  
طريقة منح شهادة الأيزو:  
تسجيل الأجهزة الطبية لدى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية 9680597 .  
إشعار قبل التسويق : رامى - كيه 972452 - رامى ، حقن طعن .  
إشعار قبل التسويق : رامى - كيه 971664 - رامى محاقن انسولين متكاملة .  
اعتماد الممارسات الصناعية الجيدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس .  
دبليو اتش أو - جودة سلامة الأداء - نظام تأهيل مسبق لحقن التحصين الثابتة .



CE  
0120



PERFORMANCE QUALITY SAFETY

# راميب®

## حقن تحت الجلد المزودة بأغطية إبر أو بدون إبر

في الحالات التي يتم فيها تفضيل نظام الإبر المقفولة ، فإن شركة الشفاء تقوم بالإستعانة برامي لحقن ومن ثم يتم توفير إمكانية تبديل الأبر أو يتم استخدام إبر أخرى أو أي وسائل توصيل أخرى مزودة بقفل مناسب باستخدام إقفال مناسبة من ناحية التركيب مع وجود تشكيلة واسعة من مجموعات الأغذية يمكن أن يتم الإختيار منها.



## المزايا:

- إبر ذات جودة عالي ، للحصول على راحة عند الحقن.
- أنبوب ذو شفافية عالية ودقة تجعلها مناسبة ومثالية للجرعة الدوائية.
- إبر شبه شفافة تساعد على المراقبة بسهولة.
- مزودة بسداة غطاسة متكاملة ، تمنع المكبس من السحب ويساعد على تجنب التعرض للسوائل الخطرة.
- جودة عالية مع القيام بالتعبئة والتغليف بشكل يضمن سلامة التعقيم.
- استخدام مادة تشحيم سليكونية خاصة لضمان سلاسة حركة الغطاس.
- شفرات واسعة لتوفير الراحة والإستقرار.

## مجموعة المنتجات :

- رامي ٣ مل مزود بقفل مركب مع إمكانية تبديل الأبرة .
- رامي ٥ مل مزود بقفل مركب مع إمكانية تبديل الأبرة .
- رامي ١٠ مل مزود بقفل حقنة مع إمكانية تبديل الأبرة .
- رامي ٢٠ مل مزود بقفل حقنة مع إمكانية تبديل الأبرة .
- رامي ٥٠ مل مزود بقفل حقنة مع إمكانية تبديل الأبرة .



# رامي<sup>®</sup>

## حقن تحت الجلد بطرف بارز بإبرة أو بدون إبرة

في الحالات التي يطلب أو يفضل فيها العميل الحقنة المزودة بطرف بارز. فإن الشفاء تقدم إبر رامي المزودة بطرف بارز مع إمكانية تبديل الإبر أو استخدام وسائل توصيل أخرى مع الطرف البارز حيث يمكن اختيار تركيب تشكيلة واسعة من الوصلات القابلة للتغيير.



### المزايا:

- أنبوب ذو شفافية عالية ودقة تجعلها مناسبة ومثالية للجرعة الدوائية.
- محور الإبرة نصف شفاف وهذا يساعد على المراقبة السريعة لأي مادة مرتجعة .
- سدادة الغطاس متكاملة وهذا يمنع المكبس من الإنسحاب ويجنب تعريض السوائل للخطر .
- جودة عالية مع القيام بالتعبئة والتغليف بشكل يضمن سلامة التعقيم.
- استخدام مادة تشحيم سليكونية خاصة لضمان سلاسة حركة الغطاس.
- شفرات واسعة لتوفير الراحة والإستقرار.

### مجموعة المنتجات :

- رامي ١ مل مزود برأس بارز في الوسط مع إمكانية تبديل الإبرة .
- رامي ٣ مل مزود برأس بارز في الوسط مع إمكانية تبديل الإبرة .
- رامي ٥ مل مزود برأس بارز في الوسط مع إمكانية تبديل الإبرة .
- رامي ١٠ مل مزود برأس بارز في الوسط أو بالطرف مع إمكانية تبديل الإبرة .
- رامي ٢٠ مل مزود برأس بارز أو فوهة طرفية بدون إبرة .
- رامي ٥٠ مل مزود برأس بارز أو فوهة طرفية بدون إبرة .

# رامي<sup>®</sup>

## 1 مل للتطعيم عن طريق الحقن تحت الجلد

يتم إنتاج حقن 1 مل للتطعيم تحت الجلد لغرض الحقن بدواء اللقاح أو السلين.

- إبرة ثابتة .
- إبر قابلة للفصل .



### المزايا:

- تصميم هندسي يوفر السلامة ، الحقن تكون مع إبر ثابتة لتجنب ابتعاد الأيدي والأصابع من الأبرة أثناء الحقن
- سهولة الإستخدام ويمكن قراءة التدرج يساعد على دقة تجهيز الجرعة والتحقق منها.
- الإبرة مثبتة بشكل دائم هذا من شأنه أن يقلل من النفايات الدوائية ويعزز من توفير القيمة .
- سهولة الحقن من زاوية منخفضة .
- يوفر مساحة اقل عند التخلص منها للوقاية من الإصابات من المخلفات.

### مجموعة المنتجات :

- رامي 1 مل حقن السلين . مزودة بفوهة رأسية بارزة مع إمكانية توصيل إبرة.
- رامي 1 مل حقن السلين . مزودة بفوهة رأسية بارزة مع إمكانية توصيل إبرة.

أحجام الأبرة العادية تتراوح ما بين: ٢٥ جي إكس ٨/٥ ، ٢٦ جي إكس ٨/٥ و ٢٧ جي إكس 1/2

- رامي 1 مل حقن السلين ، مزودة بإبرة ثابتة .
- رامي 1 مل حقن السلين ، مزودة بإبرة ثابتة .

اللفافة العادية المرفقة عادة تتراوح ما بين: ٢٥ جي إكس ٨/٥ ، و ٢٦ جي إكس ٨/٥

Product Description	Trade Mark	Nozzle Type	Scale Interval	Standard Needle Gauge	Pack Type	Pcs /Box
1ml Vaccination	RAMY	Luer Slip	0.1ml	25Gx5/8"	Individual Blister Pack	100
1ml Tuberculin	RAMY	Luer Slip	0.01ml	26Gx5/8"	Individual Blister Pack	100
1ml Insulin U100	RAMY	Fixed Needle	0.01ml	30Gx0.5" or 30Gx3/8" or 30Gx5/16" or 31Gx5/16"	Individual Blister Pack	100
1ml Insulin U100	RAMY	Fixed Needle	0.01ml	30Gx0.5" or 30Gx3/8" or 30Gx5/16" or 31Gx5/16"	10pcs Pouch with Plunger Cap	10X10
0.5ml Insulin U100	RAMY	Fixed Needle	0.1ml	30Gx0.5" or 30Gx3/8" or 30Gx5/16" or 31Gx5/16"	Individual Blister Pack	100
0.5ml Insulin U100	RAMY	Fixed Needle	0.01ml	30Gx0.5" or 30Gx3/8" or 30Gx5/16" or 31Gx5/16"	10pcs Pouch with Plunger Cap	10X10
3ml /2ml/2.5ml Standard	RAMY	Luer Lock	0.1ml	23Gx1.5" or 23Gx1" or without needle	Individual Blister Pack	100
5ml Standard	RAMY	Luer Lock	0.5ml/0.1ml	21Gx1.5" or 23Gx1" or without needle	Individual Blister Pack	100
10ml Standard	RAMY	Luer Lock	0.2ml	21Gx1.5" or 23G1"	Individual Blister Pack	100
20ml Standard	RAMY	Luer Lock Luer Slip- Eccentric	1.0ml	21Gx5/8" or without Needle	Individual Blister Pack	1
50ml Standard	RAMY	Luer Lock Luer Luer Slip- Eccentric	1.0ml	21Gx5/8" or without Needle	Individual Blister Pack	1
50ml Standard	RAMY	Cathater Tip	1.0ml	without Needle	Individual Ribbon Pack	1

## راميب® 0.5 مل و 1 مل حقن إنسولين 100 يو مزودة بقناة إنبوبية مثبتة

إن حقن راميب للإنسولين ذات قناة إنبوبية المثبتة متوفرة في عبوات مختلفة إضافة إلى عبوات ١٠ حبات. يتم توزيعها لمؤسسات الرعاية الصحية التي تعالج مرضى يستخدمون حقن الإنسولين بصورة مستمرة. إن المغلفات التي تحتوي على ١٠ حقن أيضاً معقمة وهذا يزيد من عمرها الافتراضي بصورة كبيرة.



# راميب®

0.5 مل حقن إنسولين مزودة بإبر مثبتة ومعقمة  
للإستخدام مرة واحدة تكون في غلاف بلاستيكي

Product-Code	Product-Description	Package
1005 3108 440	31Gx5/16"	100/ Box
1005 3138 440	31Gx3/8 "	100/Box
1005 3005 440	30Gx1/2"	100/Box
1005 3038 440	30Gx3/8"	100/Box
1005 3008 440	30Gx5/16"	100/ Box

## المزايا:

- التصميم الهندسي يوفر سلامة كبيرة
- وجود إبرة حادة إضافية - للتقليل من عدم الراحة التي قد يشعر بها المريض.
- سهولة الإستخدام ويمكن قراءة التدرج: يساعد على دقة تجهيز الجرعة والتحقق منها.
- الإبرة مثبتة بشكل دائم: هذا يقلل من النفايات الطبية
- يوفر مساحة أقل عند التخلص منها: يمكن التخلص منها بسهولة للوقاية من الإصابات من المخلفات.

## راميب®

1 مل حقن إنسولين مزودة بإبر مثبتة ومعقمة للإستخدام مرة واحدة تكون في غلاف بلاستيكي

Product-Code	Product-Description	Package
1000 3108 440	31Gx5/16"	100/ Box
1000 3138 440	31Gx3/8 "	100/Box
1000 3005 440	30Gx1/2"	100/Box
1000 3038 440	30Gx3/8"	100/Box
1000 3008 440	30Gx5/16"	100/ Box

## راميب®

إبر تحت الجلد

إن شركة الشفاء تقدم مجموعة واسعة من إبر تحت الجلد مع التركيز على راحة المريض. إن محاور الإبر تكون بألوان مميزة وذلك لتحديد القياسات. إن نظام التغليف المزود بأغطية قابلة للتشهير توفر سهولة في التخلص من الإبر.

### المزايا:

- وجود إبر حادة إضافية - للتقليل من عدم الراحة التي قد يشعر بها المريض.
- محاور ملونة : لسهولة تحديد القياسات .
- محاور شفافة: لسهولة مراقبة المواد المرترجة .
- ترتيب الإبرة بمواد خاصة - لتحسين مستوى الراحة عند الحقن .



## حقن ذاتية الإغلاق **رامبي**®

لقد قامت شركة الشفاء بإنتاج حقن ذاتية الإغلاق كيه 1 أيه دي مزودة بطريقة دمج آلية بغرض استخدام الحقنة لمرة واحدة وبعدها فإن الحقنة تغلق بصوت تامة أو تتعطل ، إن هذا الغلق الآلي يمنع إعادة استخدام هذه الحقنة مرة أخرى ومن ثم يتم القضاء عليها وهذا يقلل من إعادة تعبئتها أو تغليفها أو بيعها مرة أخرى.



Product Description	Trade Mark	Standard Needle Gauge	Pack Type	Pcs /Box
0.5ml AD K1	RAMY	23Gx1.5" or 23G1"	Individual Blister Pack	100
3ml AD K1	RAMY	23Gx1.5" or 23G1"	Individual Blister Pack	100
5ml AD K1	RAMY	21Gx1.5" or 23G1"	Individual Blister Pack	100
10ml AD K1	RAMY	21Gx1.5" or 23G1"	Individual Blister Pack	50

# الشفاء إبر قلمية

إن إبر شركة الشفاء القلمية هي إبر والخيار البسيط والطبيعي لمرضى السكري ممن يتعاطون الجرعات العلاجية اليومية. يمكن أن يتم استخدامها عالمياً بصورة آمنة في المنزل. إن إبر شركة الشفاء القلمية متوفرة في مجموعة متنوعة من الأحجام كما أن هنالك عدة خيارات مثالية تلي



## المزايا:

- إبر ذات جودة عالية مع وجود إبرة إضافية حادة تقلل من عدم الراحة لدى المريض .
- وسيلة الربط متينة ومحكمة .
- مزودة بتقنية الجدار الرقيق - يضمن تدفق الأنسولين بصورة مثلى .
- إن الإبر القلمية الجديدة ٤ ملم ٣٢ جي : توصل الأنسولين بصورة بها قدر أكبر من الراحة عند الحقن.

Product CODE	Product Description	Pack Type	PCs /Box
PN30008	30GX8mm	Individual Blister Pack	100
PN31004	31GX4mm	Individual Blister Pack	100
PN31005	31GX5mm	Individual Blister Pack	100
PN31006	31GX6mm	Individual Blister Pack	100
PN31008	31GX8mm	Individual Blister Pack	100
PN32004	32GX4mm	Individual Blister Pack	100

## راميب®

### مكبرة لمسطرة الإنسولين

إذا كنت تواجه مشكلة مع كمية الإنسولين فالمكبرة تساعدك في تحديد الكمية بدقة ويمكنك من رؤية القياسات التي تقوم بها المكبرة . المكبرة تقوم بتكبير المسطرة مرتين . فقط ضع المكبرة على إبرة الإنسولين وأبدأ بسحب الكمية .





## التشفاء إبر آمنة

إن إبر السلامة التي توفرها شركة الشفاء يعد جهاز للسلامة تساعدك للانتقال إلى بر الأمان بسهولة ، كما إنها توفر الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية ممن يتعرضون إلى الإصابات والوخزات بالإبر.

### المزايا:

- بديهية: تساعد على سلامة اليد ، تقلل من احتياجات التدريب أثناء الخدمة.
- بها غمد سلامة: يوفر غطاء آمن للإبر المستعملة ويمنع وقوع الحوادث .
- لا توجد مساحات ميتة إضافية - يقلل من الإهدار الدوائي .
- بها نقرة مسموعة وملموسة - لتأكيد سهولة الاستخدام وتفعيل ميزة السلامة.



## التشفاء

### حامل أنبوب لأخذ عينات الدم

### المزايا:

- إن أطقم حامل انبوب لأخذ عينات الدم وأنبوب السحب ، مزودة بألية سلامة تعد جزءاً لا يتجزأ من الجهاز.
- إن تفعيل عمل الأنبوب يلغي إمكانية التعرض لطرفي الإبر الملوثة الشيء الذي يقلل من مخاطر الإصابة بواسطة الإبر.
- إن حامل أنبوب لأخذ عينات الدم متوافق مع المعايير كما أنه مزود بإبر ذات أنواع متعددة.
- إن طقم السلامة لحامل أنبوب أخذ العينات يسمح للمستخدمين الحفاظ على كلتا يديهم وراء الإبرة عند تراجع الإبرة.
- إن الإستخدام لمرة واحدة لطقم السلامة لحامل أنبوب أخذ العينات يتوافق مع لوائح منظمة الصحة العالمية وذلك للمساعدة في القضاء على التلوث المتبادل.

# التنفاس

## حقن التغذية عن طريق الفم

تقدم شركة الشفاء مجموعة واسعة من حقن التغذية الفموية بما في ذلك ذات الألوان الشفافة والصفراء.

### المزايا:

- بها رأس ذو تصميم خاص - للوقاية عند الإستعمال بصورة خاطئة .
- وضوح نطاق الجرعة - لتأكيد دقة حجمه الجرعة .
- انبوب ذو لون كهرماني - وهذا التصميم لحماية الأدوية الحساسة ضد الضوء .
- واضح وشفاف ومزود بغطاء كهرماني.

Product Description	PCs /Box
1ml Oral Syringe with Tip Cap	100/Inner Box; 400/Case
3ml Oral Syringe with Tip Cap	100/Inner Box; 400/Case
5ml Oral Syringe with Tip Cap	100/Inner Box; 400/Case
10ml Oral Syringe with Tip Cap	100/Inner Box; 400/Case



# التتفاس


## إبر تعبئة وإبر تعبئة مزودة بمرشحات 5 ميكرون

إن إبر تعبئة شركة الشفاء المزودة بمرشح (فلتر) تستخدم لسحب الإيدوية ولأعادة خلطها مع أدوية أخرى.

إن إبر تعبئة الشفاء وإبر التعبئة المزودة بمرشحات 5 ميكرون صممت لمنع الجزيئات الكبيرة من الإنجرار إلى الحقنة عند الأدوية من الأنبولات.

### المزايا:

- زاوية مائلة بدرجة 45° لتسهيل عملية سحب الدواء من الأنبولة .
- 18 جي لتسهيل عملية السحب للدواء .
- مزود بمحور قياسي تقليدي يناسب سدادة الحقن .
- فلتر 5 ميكرون لترشيح فعال للجزيئات الملوثة .
- ملونة لتسهيل عملية التحديد .
- أقل تكلفة من الأدوات الجاهزة .



Product Description	PCs /Box
18G x 1 1/2"	100/ Box; 1000/Case
18G x 1 1/2" with 5 micron filter	100/ Box; 1000/Case
18G x 50mm	100/ Box; 1000/Case
18G x 50mm with 5 micron filter	100/ Box; 1000/Case

## المعايير الوطنية و الدولية:

1. معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس . معيار رقم إس إس إيه ١٩٩٢/٦٧٩ . استخدام حقن تحت الجلد المعقمة وأساليب اختبارها ( أي ما يعادل المعيار أس أو ٧٨٨٦/١٩٨٤ ) .
2. معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس . معيار رقم إس إس إيه ٦٨٠١١٩٩٢ . . استخدام حقن تحت الجلد المعقمة وأساليب اختبارها ( أي ما يعادل المعيار إس إس أو ١٩٨٨/٧٨٦٤ )
3. معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس . معيار رقم إس إس إيه ٦٨٣١١٩٩٢ . التركيبات المخروطة مع ٦% (تركيبية) دقيقة للحقنة والأبرة وبعض المعدات الطبية الأخرى - الجزء الأول : المتطلبات العامة وطرق الإختبار أي ما يعادل إس أو ١/٥٩٤-١٩٨٦ .
4. المنظمة الدولية للمعايير (إس أو ٧٨٨٦١١٩٩٣- حقن تحت الجلد المعقمة . وإستخدام أساليب الإختبار : أيزو ٧٨٤٦/١٩٩٣ .
5. المنظمة الدولية للمعايير (إس أو ٧٨٦١/١٩٩٣- حقن تحت الجلد المعقمة . وإستخدام أساليب الإختبار : أيزو ٢/٥٩٤ . وأيزو ١/٥٩٤ .
6. المنظمة الدولية للمعايير التركيبات المخروطة مع ٦% (تركيبية) دقيقة للحقنة والأبرة وبعض المعدات الطبية الأخرى - الجزء الأول : المتطلبات العامة . الجزء الثاني: تركيبات الأغشية
7. تعقيم منتجات الرعاية الصحية . أكسيد الإيثيلين - متطلبات التطوير . والمصادقة والمراقبة الروتينية لعملية تعقيم الأجهزة الطبية : أيزو ١١٣٥ الجزء الأول والثاني .
8. تعقيم منتجات الرعاية الصحية . باستخدام الإشعاع . الجزء الأول : متطلبات التطوير . والمصادقة والمراقبة الروتينية لعملية تعقيم الأجهزة الطبية : أيزو ١١٣٥ الجزء الأول والثاني.



الشفا alshifa

شركة الشفاء لصناعة الحقن الطبية  
المنطقة الصناعية الأولى - الدمام - السعودية

هاتف : ٩٦٦ ١٣ ٨٤ ٧٤ ٢٨٤ +  
www.alshifa.com

فاكس : ٩٦٦ ١٣ ٨٤ ٧٤ ٠٣٣ +  
info@alshifa.com

ص . ب ٧٩١٧ الرمز البريدي : الدمام ٣١٤٧٢